

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 160WATT

- Η ηλεκτροχειρουργική μονάδα να είναι κατάλληλη για μονοπολικές ή και διπολικές μικροεπεμβάσεις..
- Η συσκευή αυτή μέσω της απόδοσής της, επιτρέπει την καθαρή κοπή "CUT", κοπή-πήξη/καυτηρίαση "BLEND", επιφανειακή πήξη/καυτηρίαση "FORCED COAG", βαθιά πήξη/καυτηρίαση με απουσία νέκρωσης "SOFT COAG" και, με έναν ειδικό προσαρμογέα, διπολική "BIPOLEAR" πήξη/καυτηρίαση.
- Η σύνδεση του ουδέτερου ηλεκτροδίου να επιτηρείται σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της όπως και ο έλεγχος ασφαλείας επαφής ασθενούς/γείωσης μέσω αυτού.

Η συσκευασία να περιλαμβάνει:

- Διαθερμία 160 Watt
- Πλάκα γείωσης με καλώδιο (για μονοπολική χρήση)
- Ποδοδιακόπτη
- 10 ηλεκτρόδια χρήσης για μονοπολικό στυλό
- Λαβή – στυλ

Να ενσωματώνει τις εξής δυνατότητες:

- Χρήσης ελάχιστης επεμβατικής χειρουργικής
- Χρήσης διπολικής λαβίδας
- Χρήσης ξεχωριστών ηλεκτρόδιων γείωσης
- Σχεδιασμού των συνθηκών εργασίας
- Απομνημόνευσης των τελευταίων ρυθμίσεων
- Ενεργοποίησης μέσω πεντάλ ή/και λαβής ψηφιακής ρύθμισης
- Ένδειξης της ισχύος εξόδου ρύθμισης της ακουστικής έντασης
- Έλεγχου Κυκλώματος παρακολούθησης Ασθενούς/Πλάκας
- Παρακολούθηση ισχύος εξόδου
- Αυτοέλεγχος